

Montascale monoguida



Il Montascale Monoguida

Abbiamo una soluzione per tutte le esigenze
e per tutte le scale.

Tutti i nostri montascale sono silenziosi, sicuri e facili da usare. Non importa come sia fatta la tua scala, i nostri montascale compatti e personalizzati possono essere installati ovunque. Anche sulle scale più strette è possibile installare il montascale avendo comunque lo spazio necessario per poter camminare lungo le scale.

L'alta qualità, che riguarda tutti gli aspetti, rende i nostri montascale un reale strumento per la tua indipendenza. Continua a vivere

la tua casa, libero dai rischi che possono presentarsi lungo le scale. Un montascale permette libertà di movimento e tranquillità.

E' un'esperienza che i nostri clienti soddisfatti provano tutti i giorni.



COMFORT

Tutti i nostri montascale sono provvisti di una comoda poltroncina con braccioli e di una cintura di sicurezza.



FACILE DA USARE

Il montascale è dotato di un joystick ergonomico.




PERSONALIZZAZIONE

Ogni montascale nasce con una guida personalizzata, disegnata specificatamente per le tue scale. Questo permette anche di mantenere le tue scale accessibili a tutti.



Il Montascale Monoguida





COMPATTO E PIEGHEVOLE

Il montascale può essere ripiegato per ottenere più spazio lungo il tuo corridoio.



RADIOCOMANDO

I Radiocomandi verranno installati ad ogni piano, in modo da inviare o chiamare il tuo montascale ovunque ti trovi.



IL NOSTRO ORIGINALE ACTIVE SEAT

Questo sistema ti aiuta ad alzarti e sederti dolcemente sul tuo montascale, togliendo tensione dalle tue articolazioni e dai tuoi muscoli.

PRIMA LA SICUREZZA!

Semplicemente utilizzando un bottone, puoi aprire e chiudere la pedanina poggiapiedi. La pedanina è anche illuminata per evitare di inciampare in condizioni di bassa luminosità, come può accadere in un corridoio o in un sottoscala.

I vantaggi del tuo montascale

Grazie alle sue molteplici caratteristiche, il montascale monoguida sarà una risorsa che valorizzerà la tua casa.

Spazio

Una volta installato, ci sarà ancora spazio sufficiente lungo le scale per salire e scendere in modo confortevole.



Safety stop

Il montascale è provvisto di sensori di sicurezza che lo bloccano ogniqualvolta incontri un ostacolo.





Guida Automatica richiudibile

Per evitare di ostruire l'estremità bassa delle scale (come l'accesso ad una porta), è disponibile una guida pieghevole automatica con un sistema di sicurezza.

Poltroncina girevole

Puoi ruotare la poltroncina del tuo montascale sul pianerottolo, in modo da poter salire e scendere più comodamente e in tutta sicurezza. Questa rotazione può essere effettuata sia automaticamente che manualmente.



Active seat

Questa soluzione, unica e brevettata, supporta dolcemente i tuoi movimenti di alzata e seduta.

Abiti in un condominio?


Il montascale monoguida è pensato anche per te.

La nostra idea è quella di servire il cliente per qualsiasi tipo di bisogno. Ecco perché siamo leader per quanto riguarda i montascale condominiali, con moltissime poltroncine già installate e clienti soddisfatti. I nostri progettisti hanno pensato alle necessità specifiche di un montascale installato in un condominio, ma soprattutto ai bisogni dei condomini che vogliono acquistare una soluzione comoda, sicura e funzionale.

- Dotazione di serie di chiavi, che permettono l'utilizzo esclusivo del montascale a coloro che hanno partecipato alla spesa
- Il montascale può fermarsi ad ogni piano
- I radiocomandi permettono di chiamare la poltroncina da un piano ad un altro. Ma non solo, potete inviarlo anche al piano che desiderate
- Non rimarrete bloccati sulla scala in caso di blackout
- I nostri montascale monoguida arrivano fino a 45 m di lunghezza
- Con le nuove batterie 20 Ah al Litio, possiamo garantirvi un'autonomia di 700 mt di corsa senza doverle ricaricare.



Contattaci: I consulenti ti supporteranno per tutte le procedure che dovrai seguire, sia nel rapporto con l'amministratore che in quello con gli altri condomini. Premesso che, a prescindere da quello che deciderà l'assemblea condominiale, sarà un tuo diritto poter installare il montascale nel tuo condominio.



Un montascale in armonia con la tua casa

Naturalmente è importante che il tuo montascale si abbini all'arredamento di casa tua. Ecco perché ti offriamo la possibilità di scegliere tra diversi modelli di poltroncina, con colori e materiali differenti, nonché tre colori standard per la tua guida. I tre colori standard non ti soddisfano? Con un relativo sovrapprezzo, potrai scegliere qualsiasi altro colore di tuo gradimento.



BIANCO CREMA



MARRONE



GRIGIO

Alliance



ROSSO BORDEAUX



CREMA



MARRONE CACAO



Elegance



ROSSO BORDEAUX



CREMA



MARRONE CACAO



Classic



ROSSO BORDEAUX



CREMA



ANTRACITE



Come usare il montascale

STEP 1

Siediti sul tuo montascale. Noterai che il nostro Active seat ti aiuterà a sederti gradualmente per ridurre la tensione sulle tue articolazioni.

Quando sentirai un forte “click”, l’Active seat sarà bloccato e il montascale pronto all’uso.



STEP 2

Allaccia la cintura di sicurezza. Dopodiché utilizzando un bottone, potrai aprire la pedanina poggiapiedi e appoggiarci sopra comodamente i tuoi piedi.



STEP 3

Quando ti sentirai pronto, usa il joystick per azionare il montascale.



STEP 4

Continua a tenere premuto il joystick lungo tutto il percorso. Vedrai che non potrai più fare a meno di un servizio così comodo e sicuro!



STEP 5

Come ultimo step, attendi comodamente che il montascale arrivi al piano desiderato, sblocca la cintura di sicurezza e scendi dal montascale. Anche per la discesa il nostro Active Seat ti verrà in aiuto.



“Non pensavo fosse così facile da usare; posso scendere e salire comodamente!”



Il tuo montascale su misura



1

Un consulente qualificato ti farà visita e insieme discuterete riguardo le tue preferenze e su qualsiasi richiesta tu abbia. Ogni montascale è fatto su misura, questo richiede una misurazione accurata della vostra scala.



2

Vision ci rende in grado di mostrarti dal vivo la reale misura del montascale sulle vostre scale. Con questa app, possiamo mostrarti le diverse scelte riguardanti le poltroncine, i colori e le altre opzioni.



3

Per misurare accuratamente le vostre scale, utilizzeremo PhotoSurvey3D. Attraverso questo strumento all'avanguardia, possiamo mostrarti la visualizzazione tridimensionale del montascale sulle tue scale e configurare insieme la soluzione: ci assicureremo di scegliere il miglior design prima di salutarci.



4

Trovata una soluzione soddisfacente, la produzione del montascale può iniziare. La produzione avviene nelle nostre strutture, in base al design che avete scelto. Siamo noi che sviluppiamo e produciamo i nostri montascale.



L'installazione

All'interno delle nostre fabbriche, ci prendiamo cura del design, della progettazione e della produzione dei nostri montascale. Questo ci rende perfettamente in grado di preparare il tuo montascale prima di arrivare a casa tua per l'installazione. Il montascale sarà installato da un tecnico certificato Handicare in poco tempo.


1

Puoi prendere appuntamento all'orario che preferisci e un tecnico esperto si assicurerà di arrivare in orario.


2

La prima cosa che verrà installata sarà la guida. Successivamente, il tecnico inizierà a posizionare il carrello ed il sedile. A questo punto il montascale è quasi pronto all'uso.


3

Dopo l'installazione del montascale, il tecnico pulirà le scale. Si prenderà un po' di tempo per spiegarti l'utilizzo del montascale. Solo quando saprai usarlo tranquillamente e sarai soddisfatto al 100% ti saluterà.

FAQ:

Domande Frequenti

Se dovessi avere altre domande, ti chiediamo gentilmente di visitare il sito www.garaventlift.it

Ci impegniamo per soddisfare i clienti al 100%. Ecco perché siamo presenti in tutta Italia per offrirti il miglior servizio e rispondere alle tue domande nel miglior modo possibile.

DOVRÒ FARE LAVORI ULTERIORI IN CASA PER INSTALLARE DEL MONTASCALE MONOGUIDA?

No! Un montascale monoguida sarà installato da un tecnico qualificato senza bisogno di ulteriori lavori in casa. Il montascale viene installato sulle scale esistenti.

IL MONTASCALE MONOGUIDA SI ABBINERÀ AL MIO ARREDAMENTO?

Faremo del nostro meglio per trovare la combinazione migliore tra montascale e arredamento. Avrai la possibilità di scegliere tra vari sedili e colori per l'imbottitura che sono stati selezionati da alcuni interior designer per cercare di farli combaciare con la maggior parte degli interni. Mentre la guida è disponibile in 3 colori standard, ma con un relativo sovrapprezzo, potrai scegliere qualsiasi altro colore di tuo gradimento.

COSA SUCCEDE AL MONTASCALE MONOGUIDA IN CASO DI BLACKOUT A CASA MIA?

Non c'è motivo di preoccuparsi in caso di blackout. Il tuo montascale monoguida utilizza le sue batterie per rimanere operativo e risulta essere ancora utilizzabile per almeno 10 corse tra andata e ritorno. Un pensiero tranquillizzante, vero?


POSSO BENEFICIARE DI AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEL MONTASCALE MONOGUIDA?

Certo! Puoi detrarre la spesa per l'acquisto del montascale monoguida dalla dichiarazione dei redditi, con un risparmio fiscale fino al 50% della spesa totale, in base alle modalità di detrazione spettanti. L'iva applicata ai montascale è agevolata, pari al 4%. Inoltre, in quanto prodotti per l'abbattimento delle barriere architettoniche esiste la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalla legge 13/89. Il nostro consulente non esiterà, comunque, a spiegarti tutto ciò nel dettaglio e a compilare insieme a te la richiesta di contributo o agevolazione.

QUAL È IL PREZZO DI UN MONTASCALE MONOGUIDA?

Poiché il montascale monoguida è personalizzato, il prezzo varia in base alla sua configurazione, ma possiamo trovare una soluzione per ogni budget e per ogni casa. Per la tua soluzione personalizzata, per favore contatta uno dei nostri consulenti qualificati.

Qualità assicurata!



Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia. Il nostro montascale sostiene l'alta qualità in termini di sicurezza, innovazione, comfort e design. Ciò che viene garantito è che tutti i nostri prodotti incarnano i migliori standard possibili in termini di sicurezza e qualità.

Handicare è orgogliosa di essere certificata ISO 9001: 2008. In aggiunta tutti i nostri prodotti sono testati e approvati da enti notificati indipendenti come TÜV, TNO e Liftinstituut.





Abbiamo una vasta rete di consulenti certificati dislocati su tutto il territorio italiano. In questo modo potrai trovare sempre il giusto contatto nella tua zona.

Il consulente Handicare più vicino a te:



chiamata GRATUITA

 Garaventa Lift srl
Via Pogliano 22-26
20020 Lainate (MI)
Italia

 02 93 550 750

 info@garaventalift.it

 www.garaventalift.it

 handicare